

REMOVE[°]

Lingettes imprégnées de solvant pour adhésifs



Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.

Diminue le traumatisme causé par le retrait de l'adhésif.

Mode d'emploi

Passer la lingette sur les bords du sparadrap ou du pansement à décoller. Presser doucement la lingette de façon à ce que le liquide coule entre la peau et l'adhésif. Ensuite, nettoyer la peau à l'eau et sécher.

Contre-indication

À ne pas utiliser sur des bébés de moins d'un (1) mois nés à terme ou avant terme.

Avertissements/Précautions d'emploi

Suivre rigoureusement le mode d'emploi. Usage externe uniquement. Limiter l'exposition au site d'application. Éviter d'utiliser sur des enfants de moins de 12 ans car cela peut provoquer une irritation. Ne pas appliquer sur les plaies ouvertes ou les muqueuses. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de portée des enfants.

Inflammable. Utiliser dans un endroit bien ventilé et éviter son utilisation à proximité des flammes et des sources d'ignition. Ne pas inhaler les vapeurs. Éviter tout contact avec des surfaces peintes ou vernies.

[°] Marque de commerce de Smith & Nephew